

1. **Příprava na bělení:** Před ošetřením si vyčistěte zuby běžnou zubní pastou a důkladně je osušte. Na každý zub naneste základní vrstvu pomocí podkladové báze PAP+. Počkejte 10 sekund a před bělením vyplivněte přebytečnou tekutinu.
2. **Nanesení bělicího gelu:** Vyměňte LED světlo z cestovního pouzdra a připravte si jednu tubu bělicího gelu. Jedna tuba obsahuje dostatek gelu na jedno ošetření. Přiložte polovinu tuby na horní část a druhou polovinu na spodní část náustku.
3. **Bělení zubů:** Umístěte LED světlo do úst a ujistěte se, že gel je v přímém kontaktu s vašimi zuby. Stisknutím tlačítka zapnete bělení. Proces bělení trvá 16 minut. Po 16 minutách vás zařízení upozorní zvukem a automaticky se vypne. Odstraňte přebytečný gel a vypláchněte ústa vodou.
4. **Čištění:** LED zařízení je vodotěsné. Po použití důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Před uložením zařízení osušte.
5. **Nabíjení:** Pro nabíjení zařízení zapojte USB port do adaptéru a připojte nabíječku k magnetickým nabíjecím bodům umístěným na zadní straně zařízení. Nabití na plnou kapacitu trvá přibližně 2 hodiny.