

## Jak správně čistit



Sonický kartáček držíme stabilně všemi konečky prstů.

**1 Polohování kartáčku**  
Kartáček polohujte tak, aby vlákna směřovala pod dásně v úhlu 45°. Na kartáček příliš netlačte.

**2 Z jednoho zuby na druhý**  
Nejprve pomalu posunujte kartáček z jednoho zuby na druhý, v druhém kroku jemně stírejte "od dásně přes celou korunku zuby". Nechte kartáček čistit každou plošku zuby alespoň 2 vteřiny.

**3 Vnitřní plochy**  
Stejným pohybem nezapomeňte čistit i vnitřní plošky zubů. U předních zubů zevnitř orientujte kartáček svisle.

**4 Kousací plochy**  
I kousací plochy čistěte pomalým posouváním kartáčku.

**5 Zadní zuby**  
Ujistěte se, že čistíte poslední stoličky.

**6 Délka čištění**  
Celý chrup čistěte minimálně 2 minuty tak, aby byly zuby perfektně hladké.

## Výběr hlavice konzultujte se svým zubním lékařem nebo dentální hygienistkou



## 100% kompatibilita kartáčkových hlavice

Různé typy kartáčkových hlavice vyhovují rozdílným a individuálním potřebám pacientů. Požádejte svého zubního lékaře či dentální hygienistku o pomoc s výběrem vhodné hlavice.

## Všechny kartáčkové hlavice jsou kompatibilní se všemi modely kartáčků Philips Sonicare od 3. generace.



Pigmentace	Jazyk	Dásně a citlivost	Rovnátka	Parodontitida	Zubní plak	Děti				
<p>Premium White</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>odstranění pigmentací</li> <li>v průběhu bělení zubů</li> <li>důkladné čištění</li> </ul>	<p>Optimal White Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>odstranění pigmentací</li> <li>leštění</li> <li>v průběhu bělení zubů</li> <li>běžné čištění</li> </ul>	<p>TongueCare+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>čištění povrchu jazyka hluboko mezi papilami</li> </ul>	<p>Sensitive</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>citlivost při zánětu dásní a parodontitidě</li> <li>viklavost zubů</li> <li>citlivé zubní krčky</li> <li>protetika a implantáty</li> <li>defekty skloviny</li> </ul>	<p>Optimal Gum Care</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>citlivost při zánětu dásní</li> <li>citlivé zubní krčky</li> <li>protetika a implantáty</li> <li>fixní ortodontický aparát</li> <li>děti od 7 let</li> <li>defekty skloviny</li> </ul>	<p>InterCare Mini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ortodontické anomálie</li> <li>mezerovitý chrup</li> <li>fixní ortodontický aparát</li> <li>defekty skloviny</li> </ul>	<p>Premium Gum Care</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>citlivost při zánětu dásní a parodontitidě</li> <li>viklavost zubů</li> <li>defekty skloviny</li> <li>citlivé zubní krčky</li> <li>protetické práce a implantáty</li> </ul>	<p>InterCare Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mezerovitý chrup</li> <li>parodontitida</li> <li>otevřené mezizubní prostory</li> </ul>	<p>Premium Plaque Defense</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>parodontitida</li> <li>odhalené kořeny</li> <li>důkladné čištění</li> <li>pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění</li> </ul>	<p>Optimal Plaque Defense</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>důkladné čištění plaku</li> </ul>	<p>For Kids Mini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>For Kids Mini pro děti od 3 let</li> </ul>
dostupné i ve velikosti Mini										dostupné i ve velikosti Standard pro děti od 7 let



Co musíte udělat, abyste získali 90 dní záruky vrácení peněz?

Zaregistrujte jakýkoli sonický kartáček nebo přístroj mezi-zubní hygieny Philips Sonicare na [www.philips.cz/myphilips](http://www.philips.cz/myphilips), a to nejpozději do 30 dnů od nákupu.

V případě, že chcete produkt vrátit, tak nejpozději do 90 dnů od nákupu odešlete žádost pro vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře na [www.philips.cz/c-e/mbg](http://www.philips.cz/c-e/mbg).

Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky a s kopií dokladu o nákupu.

Výrobek nelze vrátit přímo na prodejné, vždy je třeba za tímto účelem vyplnit webový formulář.

Do této akce jsou zařazeny všechny sonické kartáčky a přístroje mezizubní hygieny Philips Sonicare zakoupené v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019 u vybraných partnerů na území ČR.

### Zaregistrujte se a získajte exkluzivní nabídky

- Promoakce a kupóny
- Nové výrobky
- Tipy a triky

[www.philips.cz/myphilips](http://www.philips.cz/myphilips)



© 2019 Philips Oral Healthcare, Inc. Veškerá práva vyhrazena. PHILIPS a emblém Philips jsou ochranné známky společnosti KPENV. Sonicare a logo Sonicare jsou ochranné známky společnosti Philips Oral Healthcare anebo KPENV. Portfolio produktů.



Péče o dutinu ústní



Vždy je cesta, jak čistit lépe

#1

Odborníky nej doporučenější značka elektrických zubních kartáčků v ČR  
Výstup mezi 200 zubních a dentálních hygienistkami  
[www.philips.cz](http://www.philips.cz)

Oficiální partner



## AirFloss Ultra

Cesta ke zdravým dásním



Je klinicky prokázáno, že **AirFloss Ultra** je stejně účinný při odstraňování mezizubního plaku, jako zubní nit.<sup>1,2</sup>

**Nová tryska s gumovým zakončením**  
Směs vzduchu a mikrokapiček vody rozrušuje a odstraňuje zubní plak podél linie dásní a z mezizubních prostor.

**Automatický režim**  
Na výběr manuální či automatické prostřikování.

**Snadné plnění**  
Objem nádrčky je 15 ml.

**Lithium-iontová baterie**  
Vydří nabitá až 2 týdny.

**Volitelné nastavení počtu prostřiků**  
Vyberte jeden, dvoji nebo troji prostřik.

**TIP:** Nezapomeňte si každých 6 měsíců vyměnit trysku za novou.

## DiamondClean Smart

Šetrná péče o zuby, dásně a jazyk



Exkluzivně v ordinacích

**3 hlavice:** Premium Plaque Defense, Premium Gum Care, Premium White

**4 režimy:** Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+

**3 nastavení intenzity:** nízká, střední, vysoká

Kontrolka výměny hlavice

Propojení s aplikací

Cestovní pouzdro bez USB nabíjení, sklenička s indukčním nabíjením

Pokud při čištění příliš tlačíte, **tlakový senzor** Vás na to upozorní a ochrání tak Vaše zuby a dásně

## DiamondClean

Moderní design a oslnivé výsledky



**2 hlavice:** Optimal White Standard a Mini\*

**5 režimů:** Clean, White, Polish, Gum Care, Sensitive

Sklenička s indukčním nabíjením

Cestovní pouzdro s USB nabíjením

## ProtectiveClean Gum Health

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně



**1 hlavice:** Optimal White Standard

**3 režimy:** Clean, White, Gum Care

Kontrolka výměny hlavice

UV sanitizér

Cestovní pouzdro

Pokud při čištění příliš tlačíte, **tlakový senzor** Vás na to upozorní a ochrání tak Vaše zuby a dásně

## ProtectiveClean Gum/White

Šetrné čištění pro zdravější dásně



Exkluzivně v ordinacích

**1 hlavice:** InterCare Mini/Optimal White Mini

**2 režimy:** Clean, Gum Care/White

Kontrolka výměny hlavice

Pokud při čištění příliš tlačíte, **tlakový senzor** Vás na to upozorní a ochrání tak Vaše zuby a dásně

## ProtectiveClean Plaque Defense

Jednoduché a efektivní odstranění plaku



**1 hlavice:** Optimal Plaque Defense

**1 režim:** Clean

**2 nastavení intenzity:** nízká, vysoká

Kontrolka výměny hlavice

Pokud při čištění příliš tlačíte, **tlakový senzor** Vás na to upozorní a ochrání tak Vaše zuby a dásně

## For Teens

Šetrné čištění pro začátečníky



**2 hlavice:** Optimal Plaque Defense, InterCare Standard

**1 režim:** Clean

Barevné cestovní pouzdro

## Sonicare for Kids

Podporuje správnou techniku čištění zubů u dětí



Technologie Bluetooth® propojuje kartáček se zábavnou aplikací! Postavička roztomilého Sparklyho motivuje děti k samostatnému, lepšímu a delšímu čištění. Aplikace ke stažení zdarma na AppStore a Google play.

**1 hlavice:** For Kids Mini

**2 režimy:** od 3 let, od 7 let

**Časovač KidTimer** s melodií

8 vyměnitelných samolepek

8 vyměnitelných samolepek

8 vyměnitelných samolepek

\* K dostání také ve variantě bez Bluetooth®.



<sup>1</sup> Při používání manuálního kartáčku a antimikrobiální ústní vody u pacientů se střední a mírnou gingivitidou, AirFloss Ultra je navržen, aby pomohl nepravdělným uživatelům mezizubní niti vyvinout zdravou denní rutinu mezizubního čištění.

<sup>2</sup> Mwatha T, Olson M, Souza S, Ward M, Jenkins W, Argosino K, Amiri P, Fařard T. Data on file, 2014

\* Balení DiamondClean Black a Amethyst obsahuje 2x černou hlavici Optimal White Standard.