

Vážený zákazníku,

velice si vážíme, že jste se rozhodl pro nákupústní sprchynáší značky. Věříme, že se svou volbou budete maximálně spokojeni. Prosím před samotným spuštěním si pečlivě přečtěte přiložený návod.

Ústní sprchysou velmi citlivá zařízení zejména na dlouhodobé skladování a přepravu a může se tedy stát, že při prvním spuštění mohou mít problém se rozjet, kdy například nesají vodu, ale nebojte, stačí vyzkoušet pár následujících bodů:

Následující test provádějte vždy s nádržkou naplněnou vodou, delší provoz na prázdko by mohl poškodit sprchu.

## Model WT3100/3500

- Po naplnění nádržky vodou sprchu střídavě zapínejte a vypínejte v krátkých intervalech. Toto opakujte 5x až 10x.
- Zkuste sprchou při chodu párkrát jemně zatřást, tak aby došlo k pohybu sací hadičky v nádržce a ta tak nebyla přichycena k jejímu dnu a mohla nasát vodu.

## Model WT6000

- Rychle otočte regulátorem tlaku na maximum a zase na minimum. Toto opakujte 5x až 10x. Sprcha by poté měla začít pracovat správně.
- Zamáčknout špunt v nádržce s vodou do správné polohy.
- Zkontrolovat správné nasazení nádržky na vodu ta musí být řádně a pevně „zacvaknuta“ v základně.

## Model WT5000

- Rychlým pohybem dejte regulátor tlaku na maximum a poté zpět na minimum. Toto opakujte 5x až 10x. Sprcha by poté měla začít pracovat správně.
- Zamáčknout špunt v nádržce s vodou do správné polohy.
- Zkontrolovat správné nasazení nádržky na vodu ta musí být řádně a pevně „zacvaknuta“ v základně.

**V případě, že závada i po aplikaci výše uvedených postupů trvá, neváhejte se s reklamací obrátit přímo na nás,** celý proces případné výměny se tím značně zrychlí:

Kontaktní e-mail [info@bbcomp.cz](mailto:info@bbcomp.cz), tel: Tel.: +420 777 703 787 - provozní doba telefonní linky: Po-Pá: 9:00-16:00.

Firma: Best BrandsCompany s.r.o., Karlova 344, Velim 281 01, IČO: 03043240.

## Použití ústní vody

Při čištění ústní sprchou lze použít ústní vodu, ale minimálně v ředění 1:3, tedy 1 díl ústní vody na 3 díly čisté vody.

Důležité: Po použití ústní vody **VŽDY sprchu vypláchněte ČISTOU VODOU** a to tak, že do nádržky napustíte čistou vodu a necháte sprchu běžet půl minuty – tímto způsobem pročistíte její vnitřek.

Zajistíme Váš dokonalý úsměv!

Tým Dr. Mayer CZ