


truelife

SonicBrush Clean70 UV




EN – INSTRUCTIONS

- PACKAGE CONTENTS**
- TrueLife SonicBrush Clean70 UV toothbrush
 - Rechargeable travel case with UVC
 - 1x Standard head, 1x Sensitive head
 - USB-C cable
 - Instructions
 - Safety instructions

- PRODUCT DESCRIPTION**
- ON / OFF button and mode change
 - Modes indicator
 - Pressure sensor
 - Battery indicator
 - USB-C input for power cable
 - Sensitive head
 - Head standard
 - USB-C input for power cable
 - Battery/sterilization indicator
 - Travel case lid
 - Case lock
 - Head hole
 - Hole for brush
 - UVC light
 - Magnet
 - USB-C cable

TEETH CLEANING



- For maximum efficiency, divide the cleaning into 4 sections and devote 30 seconds to each of them. After 30 seconds, the brush will take a short pause and alert you to move to the next section. After 2 minutes, the brush turns itself off. Cleanse at least twice a day, in the morning and in the evening.
- Fit the brush head firmly onto the metal shaft with the bristles facing the front of the handle.
- Moisten the head, apply toothpaste and rub it on the teeth.
- Switch on the brush with the ON / OFF button. To select another mode, press the button again and select one of the five modes. If you would like to end cleaning earlier, hold the ON/OFF button.
- In each section, start by cleaning the outside of the teeth, then the inside of the teeth, and finally clean the surfaces. Hold the brush at an angle so that the bristles gently touch the teeth and the edges of the gums at the same time. When cleaning, do not press the brush and do not make circular movements like with a manual brush, but move slowly from one tooth to another.
- Rinse the brush head and body under running water and then wipe them with a cloth or towel.

For more information on how to brush your teeth properly:



truelife.eu/01921/video

CLEANING MODES

- WHITEN** – For removing stubborn dental plaque and whitening teeth
CLEAN – For routine cleaning and plaque removal
SENSITIVE – For cleaning sensitive teeth and gums
SHINE – To remove stains from coffee and tea and achieve a brilliant shine of teeth
MASSAGE – To stimulate the gums and improve their health

REPLACEMENT OF HEADS

We recommend changing the heads every 3 months. After this period of use, wear occurs where the frayed and bent fibers have a reduced ability to remove dental plaque and bacteria accumulate on them.

PRESSURE SENSOR

The brush has a pressure sensor on the front and back of the brush.
Blue light: suitable cleaning pressure
Green light: maximum usable pressure in a healthy range
Red light: excessive pressure (the brush warns with intermittent vibrations)

Note: the intermittent vibration when too much pressure can be turned off by holding the ON / OFF button for 5 seconds when the brush is turned off.

CHARGING THE TOOTHBRUSH

- When the brush is almost discharged, the charging indicator lights up red. When the brush is fully discharged, the charging indicator flashes red and cannot be used.
- Connect the connector of the USB cable to the socket of the brush, the other end to the adapter and the adapter to the outlet. You can also charge the brush from a computer or power bank. Charge the sonic brush using the included USB-C cable. Do not use fast chargers for charging.
- During charging, the indicator is loaded in white. Once the brush is charged, the charging indicator lights up white. Charging time is 4-5 hours.

CASE WITH UVC LIGHT

Insert the head into the housing with the bristles facing the UVC light. After closing the lid, the sterilization process begins, which lasts exactly 5 minutes. During sterilization, the indicator lights up green. When sterilization is complete, the indicator will turn off. Do not open the case lid during sterilization.

CHARGING THE CASE

- When the case is almost empty, the charging indicator will light red. When the case is completely discharged, the charge indicator flashes red and needs to be charged.
- Connect the connector of the USB cable to the socket of the brush, the other end to the adapter and the adapter to the socket. You can also charge the brush from a computer or power bank. Charge the sonic brush using the included USB-C cable. Do not use fast chargers for charging.

- During charging, the indicator lights red. When the case is charged, the charging indicator lights green. Charging time is 2-3 hours.

Note: the charging case is not used to charge the brush, but only to sterilize the heads.

TOOTHBRUSH SPECIFICATIONS

Battery life	70 days (2x daily 2 minutes)
Charging	USB-C cable
Number of moves	90,000 movements / min
Modes	Whiten, Clean, Sensitive, Shine, Massage
Pressure sensor	Yes
Timer	2 min (30s interval)
Memory	Yes
Additional heads	Clean-series
Brush dimensions	24 x 24 x 2,7 cm
Brush weight	119 g
Waterproof	IPX8
Input voltage	5 V – 0,5 A
Battery	2000 mAh, Li-ion
Charging time	4-5 hours

CASE SPECIFICATIONS

Battery life	17 days (2x daily 5 minutes = 34 sterilizations)
Charging	USB-C cable
UV LEDs	1x UV LED (UVC + UVA)
UV wavelength	265 – 280 nm + 395 nm
Sterilization time	5 minutes
Case dimensions	22 x 6,3 x 3,4 cm
Case weight	132 g
Input voltage	5 V – 350 mAh
Battery	600 mAh, Li-ion
Charging time	2-3 hours

MANUFACTURER'S LIABILITY

TrueLife products are warranted against manufacturing defects. Obligation of elem6 s.r.o. in the event of such defects, it is within the warranty to repair or replace the defective part or product with a comparable part or product at its own discretion. Remodeling, alteration or other unauthorized handling of the product means exceeding the scope of this warranty. This is even if the product is lost or damaged as a result of a defect, negligence or other error. The warranty does not cover damage resulting from use, accident or normal wear and tear. The company elem6 s.r.o. assumes no responsibility for any accident, injury, death, loss or other claim related to the product or resulting from the use of this product. The company elem6 s.r.o. shall in no event be liable for incidental or consequential damages related to or arising from the use of this product or any of its components. Returns or exchanges of spare parts and/or products may be subject to shipping, handling, exchange and/or restocking fees.

SAFETY WHEN WORKING WITH THE EQUIPMENT:

- Read the package safety information carefully.
- For proper handling of the product, read the current version of the manual, which is available for download at: www.truelife.eu
- Typographical errors and information changes reserved.

Manufacturer:
elem6 s.r.o.,
Bráskovská 15, 161 00 Prague 6, Czech Republic



DE – ANLEITUNG


PACKUNGSMATERIAL

- TrueLife SonicBrush Clean70 UV-Bürste
- Wiederaufladbarer Reisekoffer mit UVC
- 1x Standard Kopf, 1x Sensitiver Kopf
- USB-C-Kabel
- Anweisungen
- Sicherheitshinweise

PRODUKTBESCHREIBUNG

- EIN/AUS-Taste und Moduswechsel
- Drucksensor
- Batteriestatusanzeige
- USB-C-Eingang für Stromkabel
- Sensitive Kopf
- Standard Kopf
- USB-C-Eingang für Stromkabel
- Batterie-/Sterilisationsanzeige
- Deckel des Reisekoffers
- Kofferschluss
- Batteriestatusanzeige
- Loch für Bürste
- UVC-Licht
- Magnet
- USB-C-Kabel

ZÄHNE REINIGEN



- Für maximale Effizienz teilen Sie die Reinigung in 4 Abschnitte auf und nehmen Sie sich jeweils 30 Sekunden Zeit. Nach 30 Sekunden macht der Pinsel eine kurze Pause und weist Sie darauf hin, mit dem nächsten Abschnitt fortzufahren. Nach 2 Minuten schaltet sich die Bürste aus. Mindestens zweimal täglich morgens und abends reinigen.
- Setzen Sie den Bürstenkopf fest auf den Metallschaft, wobei die Borsten zur Vorderseite des Griffs zeigen.
- Befeuchten Sie den Kopf, tragen Sie Zahnpasta auf und reiben Sie diese auf die Zähne.
- Schalten Sie die Bürste mit der EIN/AUS-Taste ein. Um einen anderen Modus auszuwählen, drücken Sie die Taste erneut und wählen Sie einen der fünf Modi aus. Wenn Sie die Reinigung früher beenden möchten, halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt.
- Beginnen Sie in jedem Abschnitt mit der Reinigung der Außenseite der Zähne, dann der Innenseite der Zähne und schließlich der Oberflächen. Halten Sie die Bürste schräg, sodass die Borsten gleichzeitig sanft die Zähne und die Zahnfleischränder berühren. Drücken Sie beim Reinigen nicht auf die Bürste und machen Sie keine kreisenden Bewegungen wie bei einer Handbürste, sondern bewegen Sie sich langsam von einem Zahn zum anderen.
- Spülen Sie den Bürstenkopf und das Gehäuse unter fließendem Wasser ab und wischen Sie anschließend mit einem Tuch oder Handtuch ab.

Weitere Informationen zum richtigen Zähneputzen finden Sie hier:



truelife.eu/01921/video

REINIGUNGSMODI

- WHITEN** – Zum Entfernen hartnäckiger Zahnbeläge und zum Aufhellen der Zähne
CLEAN – Zur routinemäßigen Reinigung und Entfernung von Zahnbelag
SENSITIVE – Zur Reinigung empfindlicher Zähne und Zahnfleisch
SHINE – Zum Entfernen von Kaffee- und Teeflecken und zum Erzielen eines strahlenden Glanzes auf den Zähnen
MASSAGE – Zur Stimulierung des Zahnfleisches und zur Verbesserung seiner Gesundheit

AUSTAUSCH DER KÖPFE

Wir empfehlen, die Köpfe alle 3 Monate zu wechseln. Nach dieser Nutzungsdauer kommt es zu Abnutzung, da die ausgefranzen und gebogenen Fasern nicht mehr in der Lage sind, Zahnbelag zu entfernen und sich darauf Bakterien ansammeln.

DRUCKSENSOR:

Die Bürste verfügt über einen Drucksensor auf der Vorder- und Rückseite der Bürste.
Blaues Licht: geeigneter Reinigungsdruck
Grünes Licht: maximal nutzbarer Druck in einem gesunden Bereich
Rotes Licht: zu hoher Druck (die Bürste warnt durch intermittierende Vibrationen)

Hinweis: Die intermittierende Vibration bei zu viel Druck kann ausgeschaltet werden, indem die EIN/AUS-Taste bei ausgeschalteter Bürste 5 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.

LADEN DER BÜRSTE

- Wenn die Bürste fast entladen ist, leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn die Bürste vollständig entladen ist, blinkt die Ladeanzeige rot und kann nicht verwendet werden.
- Verbinden Sie den Stecker des USB-Kabels mit der Buchse der Bürste, das andere Ende mit dem Adapter und den Adapter mit der Steckdose. Sie können die Bürste auch über einen Computer oder eine Powerbank aufladen. Laden Sie die Schallbürste mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf. Benutzen Sie zum Laden keine Schnellladegeräte.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige weiß. Sobald die Bürste aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige weiß. Die Ladezeit beträgt 4-5 Stunden.

GEHÄUSE MIT UVC-LICHT

Setzen Sie den Kopf so in das Gehäuse ein, dass die Borsten dem UVC-Licht zugewandt sind. Nach dem Schließen des Deckels beginnt der Sterilisationsprozess, der genau 5 Minuten dauert. Während der Sterilisation leuchtet die Anzeige grün. Wenn die Sterilisation abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige. Öffnen Sie den Gehäusedeckel während der Sterilisation nicht.

AUFLADEN DES GEHÄUSES

- Wenn das Gehäuse fast leer ist, leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn das Gehäuse vollständig entladen ist, blinkt die Ladeanzeige rot und es muss aufgeladen werden.
- Verbinden Sie den Stecker des USB-Kabels mit der Buchse der Bürste, das andere Ende mit dem Adapter und den Adapter mit der Steckdose. Sie können die Bürste auch über einen Computer oder eine Powerbank aufladen. Laden Sie die Schallbürste mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf. Benutzen Sie zum Laden keine Schnelldeladegeräte.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Wenn das Gehäuse aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige grün. Die Ladezeit beträgt 2-3 Stunden.

Hinweis: Das Ladeetui dient nicht zum Aufladen der Bürste, sondern nur zum Sterilisieren der Köpfe.

SPEZIFIKATIONEN DER BÜRSTE

Akkulaufzeit	70 Tage (2x täglich 2 Minuten)
Aufladen	USB-C-Kabel
Anzahl der Züge	90.000 Bewegungen/Min
Modi	Whiten, Clean, Sensitive, Shine, Massage
Drucksensor	Ja
Timer	2 Min. (30-Sekunden-Intervall)
Erinnerung	Ja
Zusätzliche Köpfe	Clean-series
Pinselabmessungen	24 x 24 x 2,7 cm
Bürstengewicht	119 g
Wasserdicht	IPX8
Eingangsspannung	5 V – 0,5 A
Batterie	2000 mAh, Li-Ion
Ladezeit	4-5 Stunden

GEHÄUSESPEZIFIKATIONEN

Akkulaufzeit	17 Tage (2x täglich 5 Minuten = 34 Sterilisationen)
Aufladen	USB-C-Kabel
UV-LEDs	1x UV LED (UVC + UVA)
UV-Wellenlänge	265 – 280 nm + 395 nm
Sterilisationszeit	5 Minuten
Gehäuseabmessungen	22 x 6,3 x 3,4 cm
Gehäusegewicht	132 g
Eingangsspannung	5 V – 350 mAh
Batterie	600 mAh, Li-Ion
Ladezeit	2-3 Stunden

HAFTUNG DES HERSTELLERS

Für TrueLife-Produkte gilt eine Garantie gegen Herstellungsfehler. Verpflichtung von elem6 s.r.o. Im Falle solcher Mängel liegt es im Rahmen der Garantie, das defekte Teil oder Produkt nach eigenem Ermessen zu reparieren oder durch ein vergleichbares Teil oder Produkt zu ersetzen. Eine Umgestaltung, Veränderung oder sonstige unbefugte Handhabung des Produkts führt dazu, dass der Umfang dieser Garantie überschritten wird. Dies gilt auch dann, wenn das Produkt aufgrund eines Mangels, einer Fährlosigkeit oder eines anderen Fehlers verloren geht oder beschädigt wird. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Gebrauch, Unfall oder normale Abnutzung entstehen. Das Unternehmen elem6 s.r.o. übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, Verletzungen, Todesfälle, Verluste oder andere Ansprüche im Zusammenhang mit dem Produkt oder infolge der Verwendung dieses Produkts. Das Unternehmen elem6 s.r.o. haftet in keinem Fall für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die mit der Verwendung dieses Produkts oder seiner Komponenten in Zusammenhang stehen oder daraus entstehen. Für die Rücksendung oder den Umtausch von Ersatzteilen und/oder Produkten können Versand-, Bearbeitungs-, Umtausch- und/oder Wiedereinlagerungsgebühren anfallen.

SICHERHEIT BEIM ARBEITEN MIT DEM GERÄT:

- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen der Verpackung sorgfältig durch.
- Für den richtigen Umgang mit dem Produkt lesen Sie bitte die aktuelle Version des Handbuchs, das zum Download verfügbar ist unter: www.truelife.eu
- Druckfehler und Informationsänderungen vorbehalten.

Hersteller:
elem6 s.r.o.,
Bráskovská 15, 161 00 Prag 6, Tschechische Republik



CS – NÁVOD


Obsah balení

- Kartáček TrueLife SonicBrush Clean70 UV
- Dobíjecí cestovní pouzdro s UVC
- 1x hlavice Standard, 1x hlavice Sensitive
- USB-C kabel
- Návod
- Bezpečnostní instrukce

POPIS PRODUKTU

- Tlačítko ZAPNOUT / VYPNOUT a změna režimu
- Ukazatel režimu
- Tlakový senzor
- Ukazatel baterie
- USB-C vstup pro napájecí kabel
- Sensitive hlavice
- Standard hlavice
- USB-C vstup pro napájecí kabel
- Ukazatel baterie/sterilizace
- Víko cestovního pouzdra
- Zámek pouzdra
- Otvor pro hlavici
- Otvor pro kartáček
- UVC světlo
- Magnet
- USB-C kabel

ČISTĚNÍ ZUBŮ



- Pro maximální efektivitu rozdělte čištění na 4 sekce a každé z nich venujte 30 sekund. Po 30 sekundách kartáček udělá krátkou pauzu a upozorní vás na přesun k další sekci. Po 2 minutách se kartáček sám vypne. Čištění provádějte nejméně dvakrát denně, ráno a večer.
- Hlavici kartáčku pevně nasadte na kovovou hřídel tak, aby vlákná směrovala k přední straně rukojeti.
- Navlhčete hlavici, naneste na ni zubní pastu a rozetřete ji po zubech.
- Zapněte kartáček tlačítkem ZAPNOUT / VYPNOUT. Pro zvolení jiného režimu stiskněte tlačítko znovu a vyberte jeden z pěti režimů. Pokud hlavici chtěli ukončit čištění dříve, podržte tlačítko ZAPNOUT / VYPNOUT.
- V každé sekci začněte čištěním vnější strany zubů, pak vnitřní části zubů a na závěr čistíte plošky. Držte kartáček nakloněný tak, aby se štetiny jemně dotýkaly současně zubů a okrajů dásní. Při čištění netlačte na kartáček a nedělejte kruživé pohyby jako u manuálního kartáčku, ale pomalu se posouvajte z jednoho zubu na druhý.
- Opláchněte hlavici i tělo kartáčku pod tekoucí vodou a následně je otřete utěrkou nebo ručníkem.

Pro více informací, jak správně čistit zuby:



truelife.eu/01921/video

REŽIMY ČISTĚNÍ

- WHITEN** – Pro odstranění odolného zubního plaku a vybělení zubů
CLEAN – Pro běžné čištění a odstranění zubního plaku
SENSITIVE – Pro čištění citlivých zubů a dásní
SHINE – Pro odstranění skvrn od kávy a čaje a dosažení zářivého lesku zubů
MASSAGE – Pro stimulaci dásní a zlepšení jejich zdraví

VÝMĚNA HLAVIC

Hlavice doporučujeme měnit každé 3 měsíce. Po této době užívání dochází k opotřebení, kdy roztrpená a ohnutá vlákná mají sníženou schopnost odstraňovat zubní plak a hromadí se na nich bakterie.

TLAKOVÝ SENZOR

Kartáček disponuje tlakovým senzorem, který je na přední a na zadní straně kartáčku.
Modré světlo: vhodný tlak při čištění
Zelené světlo: maximálně použitelný tlak při čištění
Červené světlo: nadměrný tlak (kartáček upozorní přerušovanými vibracemi)

Pozn.: přerušované vibrace při příliš nadměrném tlaku lze vypnout podržením tlačítka ZAPNOUT / VYPNOUT po dobu 5 vteřin, když je kartáček vypnutý.

NABÍJENÍ KARTÁČKU

- Když je kartáček téměř vybitý, ukazatel nabíjení se rozsvítí červeně. Když je kartáček úplně vybitý, ukazatel nabíjení bliká červeně a nelze ho použít.
- Připojte konektor USB kabelu do zdířky kartáčku, druhý konec do adaptéru a adaptéru do zásuvky. Kartáček také můžete nabíjet z počítače nebo powerbanky. Sonický kartáček nabíjejte pomocí přiloženého USB-C kabelu. Pro nabíjení nepoužívejte rychlo nabíječky.
- Během nabíjení se ukazatel svítí bíle. Jakmile je kartáček nabitý, ukazatel nabíjení svítí bíle. Doba nabíjení je 4-5 hodin.

POUZDRO S UVC SVĚTLEM

Vložte hlavici do pouzdra štetinami směrem k UVC světlu. Po zavření víka začne proces sterilizace, která trvá přesně 5 minut. Během sterilizace ukazatel svítí zeleně. Po dokončení sterilizace ukazatel zhasne. Během sterilizace neotvírejte víko pouzdra.

NABÍJENÍ POUZDRA

- Když je pouzdro téměř vybité, ukazatel nabíjení se rozsvítí červeně. Když je pouzdro úplně vybité, ukazatel nabíjení bliká červeně a je třeba ho nabít.
- Připojte konektor USB kabelu do zdířky kartáčku, druhý konec do adaptéru a adaptéru do zásuvky. Kartáček také můžete nabíjet z počítače nebo powerbanky. Sonický kartáček nabíjejte pomocí přiloženého USB-C kabelu. Pro nabíjení nepoužívejte rychlo nabíječky.
- Během nabíjení ukazatel svítí červeně. Jakmile je pouzdro nabité, ukazatel nabíjení svítí zeleně. Doba nabíjení je 2-3 hodiny.

Pozn.: dobíjecí pouzdro neslouží k dobíjení kartáčku, ale pouze ke sterilizaci hlavice.

SPECIFIKACE KARTÁČKU

Výdrž baterie	70 dní (2x denně 2 minuty)
Nabíjení	USB-C kabel
Počet pohybů	90 000 pohybů/min
Režimy	Whiten, Clean, Sensitive, Shine, Massage
Tlakový senzor	Ano
Časovač	2 min (interval po 30s)
Paměť	Ano
Doplňkové hlavice	Clean-series
Rozměry kartáčku	24 x 24 x 2,7 cm
Hmotnost kartáčku	119 g
Vodotěsnost	IPX8
Vstupní napětí	5 V – 0,5 A
Baterie	2000 mAh, Li-ion
Doba nabíjení	4-5 hodin

SPECIFIKACE POUZDRA

Výdrž baterie	17 dní (2x denně 5 minut = 34 sterilizací)
Nabíjení	USB-C kabel
UV LED	1x UV LED (UVC + UVA)
UV vlnová délka	265 – 280 nm + 395 nm
Doba sterilizace	5 minut
Rozměry pouzdra	22 x 6,3 x 3,4 cm
Hmotnost pouzdra	132 g
Vstupní napětí	5 V – 350 mAh
Baterie	600 mAh, Li-ion
Doba nabíjení	2-3 hodin

ODPOVĚDNOST VÝROBCE

Na výrobky TrueLife se vztahuje záruka týkající se výrobních vad. Povinností společnosti elem6 s.r.o. je v případě takovýchto vad ze záruky opravit nebo vyměnit vadnou součást nebo výrobek za srovnatelnou součást nebo výrobek dle vlastního uvážení. Přestavba, změna nebo jiná neoprávněná manipulace s výrobkem znamená překročení rozsahu této záruky. To i v případě, že v důsledku závady, nedbalosti nebo jiné chyby ve výrobku dojde k jeho ztrátě nebo poškození. Záruka se nevztahuje na poškození vyplývající z používání, nehody nebo běžného opotřebení. Společnost elem6 s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv nehody, zranění, smrt, ztrátu nebo jiné požadavky související s výrobkem nebo vyplývající z používání tohoto výrobku. Společnost elem6 s.r.o. v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné nebo následné škody související s nebo vyplývající z používání tohoto výrobku nebo některé z jeho součástí. Vrazení nebo výměna náhradních dílů a/nebo výrobků může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a/nebo doplnění.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:

- Pozorně si přečtěte příbalové bezpečnostní informace.
- Pro správné zacházení s produktem si přečtěte aktuální verzi manuálu, která je dostupná ke stažení na stránce: www.truelife.eu
- Tiskové chyby a změny informací vyhrazeny.

Výrobce:

elem6 s.r.o.,
Bráskovská 15, 161 00 Praha 6, Česká republika



SK – NÁVOD


Obsah balenia

- Kečka TrueLife SonicBrush Clean70 UV
- Dobíjací cestovné pouzdro s UVC
- 1x hlavica Standard, 1x hlavica Sensitive
- USB-C kábel
- Návod
- Bezpečnostná inštrukcie

POPIS PRODUKTU

- Tlačidlo ZAPNÚT / VYPNÚT a zmena režimu
- Ukazovateľ režimov
- Tlakový senzor
- Ukazovateľ batérie
- USB-C vstup pre napájací kábel
- Sensitívna hlavica
- Štandardná hlavica
- USB-C vstup pre napájací kábel
- Ukazovateľ batérie/sterilizácie
- Veko cestovného pouzdra
- Zámok pouzdra
- Otvor pre hlavicu
- Otvor pre kečku
- UVC svetlo
- Magnet
- USB-C kábel

ČISTENIE ZUBOV



- Pre maximálnu efektivitu rozdeľte čistenie na 4 sekcie a každej z nich venujte 30 sekúnd. Po 30 sekundách kečka urobí krátku pauzu a upozorní vás na presun k ďalšej sekcii. Po 2 minútach sa kečka sám vypne. Čistenie vykonávajte najmenej dvakrát denne, ráno a večer.
- Hlavicu kečky pevne nasadte na kovový hriadeľ tak, aby vlákna smerovali k prednej strane rúkaväte.
- Navlhčite hlavicu, naneste na ňu zubnú pastu a rozotrite ju po zuboch.
- Zapnite kečku tlačidlom ZAPNÚT / VYPNÚT. Pre zvolenie iného režimu stlačte tlačidlo znova a vyberte jeden z piatich režimov. Ak by ste chceli ukončiť čistenie skôr, podržte tlačidlo ZAPNÚT / VYPNÚT.
- V každej sekcii začnite čistením vonkajšej strany zubov, potom vnútornej časti zubov a na záver čistite plošky. Držte kečku naklonenú tak, aby sa štetiny jemne dotýkali súčasne zubov a okrajov dásien. Pri čistení netlačte na kečku a nerobte kruživé pohyby ako pri manuálnej kečke, ale pomaly sa posúvajte z jedného zuba na druhý.
- Opláchnite hlavicu aj telo kečky pod tečúcou vodou a následne ich utrite utierkou alebo uterákom.

REŽIMY ČISTENIA

- WHITEN** – Na odstránenie odolného zubného plaku a vybielenie zubov
CLEAN – Na bežné čistenie a odstránenie zubného povlaku
SENSITIVE – Na čistenie citlivých zubov a dásien
SHINE – Na odstránenie skvrn od kávy a čaju a dosiahnutie žiarivého lesku zubov
MASSAGE – Na stimuláciu dásien a zlepšenie ich zdravia

VÝMENA HLAVIC

Hlavice odporúčame meniť každé 3 mesiace. Po tejto dobe užívania dochádza k opotrebovaniu, keď rozstrapkané a ohnuté vlákna majú zníženú schopnosť odstraňovať zubný povlak a hromadia sa na nich baktérie.

