

NÁVOD K POUŽITÍ

PODLOŽKA PROTI PROLEŽENINÁM_DRVCT

Vydání 03.2014

USER'S MANUALS

ANTI-BEDSORE CUSHION_DRVCT

Edition 03.2014



PARAMETRY:

Inovativní patentovaný systém tvárnosti povrchu zajišťuje vhodnou distribuci tlaku, která předchází podráždění kůže a proleženinám.

Prodyšný potah snadný pro čištění poskytuje optimální pohodlí a použití.

Protiskuzová úprava na potahu zabraňuje sklouznutí podložky ze sedáku.

Možnost regulace tlaku umožňuje nastavení výšky a tvrdosti.

Podložka je dostupná ve třech velikostech:

- 38 cm x 40 cm x 8 cm
- 40 cm x 40 cm x 8 cm
- 45 cm x 40 cm x 8 cm

INDIKACE:

Podložka předchází podráždění kůže způsobeným dlouhodobým sezením, poskytuje úlevu bederní páteři a umožňuje správnou polohu pánve, aby se zabránilo bolestem z přetížení bederní páteře.

KONTRAINDIKACE:

Proleženiny V. stupně.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Podložku vyjměte z krabice a ujistěte se, že ventil je otevřený, vyčkejte 30 vteřin kdy podložka se automaticky nafoukne bez použití dalších přídatných zařízení.
2. V případě úplného nafouknutí má podložka nosnost max. 180 kg.
3. Uzavřete ventil otočením proti směru hodinových ručiček. Bílý proužek by měl dosáhnout k bílé tečce.
4. Pro nastavení měkkosti a výšky podložky si na podložku sedněte a pomalu otočte ventilem ve směru hodinových ručiček. Pro dosažení maximálního pohodlí nastavte měkkost podložky dle Vašich individuálních potřeb.

CHARACTERISTICS:

Innovative, patented system of pressure relief enables proper pressure distribution which prevents skin abrasions and bedsores.

Breathable, easy to clean cushion cover provides optimal comfort of use.

Anti-slip pad maintains the cushion on place.

Pressure regulation allows to change cushion height and softness.

Cushion available in three sizes:

- 38 cm x 40 cm x 8 cm
- 40 cm x 40 cm x 8 cm
- 45 cm x 40 cm x 8 cm

INDICATIONS:

The cushion prevents skin abrasions caused by sitting for long periods, relieves lumbar spine, provides proper pelvic position which prevents pain related to lumbar spine overloading.

CONTRAINDICATIONS:

Bedsore V stage.

DIRECTIONS FOR USE:

1. Take the cushion out of the box and make sure that the valve is in open position, wait 30 seconds and the cushion will inflate automatically, without any additional devices.
2. When fully inflated, the cushion can support max 180 kg.
3. Close the valve by turning it counter-clockwise. The white line should reach the white dot.
4. In order to regulate softness and height of the cushion, sit on the cushion and turn the valve clockwise.
Adjust the cushion softness to individual needs to obtain maximum comfort.



UPOZORNĚNÍ:

Při sezení na podložce ji nikdy zcela nevyfukujte. Po zvolení měkkosti podložky, uzavřete ventil (otočením proti směru hodinových ručiček) tak, aby bílý proužek dosáhl k bílé tečce – takto předejdete unikání vzduchu.



UPOZORNĚNÍ:

1. Vyhněte se používání podložky v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách, nevystavujte ji UV záření.
2. Vyhněte se přímému kontaktu s ohněm.
3. Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty.
4. Podložku lze používat pouze s originálním potahem.

ÚDRŽBA:

Potah podložky perte ručně, ve vlažné vodě, s použitím neagresivních pracích prostředků. Nepoužívejte chlór. Neždímejte v pračce. Před sušením potah lehce vyždímejte ručně. Sušte ve vodorovné poloze. Nesušte v blízkosti umělých zdrojů tepla. Nežehlete.

Před čištěním podložky uzavřete její ventil. Podložka by se měla čistit pomocí vlhkého hadříku a neagresivních čistících prostředků. Nesušte v blízkosti umělých zdrojů tepla. Nežehlete.

Potah na podložku navlečte, až když jsou obě součásti naprosto suché.



SLOŽENÍ:

Podložka: visko-elastická polyuretanová pěna, 75D polyester, voděodolný
Potah: 100% polyester
Nosnost: 180kg

VÝROBCE / PRODUCER

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

DISTRIBUCE A SERVIS / DISTRIBUTION AND SERVICE

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 – Spořilov
Tel.: +420 272 761 102
E-Mail: meyra@meyra.cz



ATTENTION

Never deflate completely the cushion while sitting on it. After choosing the proper softness of the cushion, close the valve (turn it counter-clockwise) so that the white line would reach the white dot- it will prevent air from escaping.



ATTENTION:

1. Avoid using the cushion in extremely high or low temperature, do not expose it to UV rays.
2. Keep away from fire.
3. Keep away from sharp objects.
4. The cushion can be used only with original cushion cover.

MAINTENANCE:

The cushion cover should be washed up by hand in warm water using mild detergents. Do not chlorinate. Do not whirlpool, wring gently before drying. Dry in horizontal position. Dry in a distance of artificial sources of heat. Do not iron.

Close the valve before washing the cushion. The cushion should be washed up by hand in warm water using mild detergents. Dry in a distance of artificial sources of heat. Do not iron. Always put on the cover when the cover and cushion are completely dry.



COMPOSITION:

Cushion: visco-elastic polyurethane foam, 75 D polyester, waterproof
Cushion cover: 100% polyester
Max. user weight: 180kg