

GIO perfect Ultrasonic Skin Scrubber

Ultrazvuková špachtle na čištění pleti s EMS terapií



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Aby se zabránilo zranění způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si pozorně instrukce a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název produktu: GIOperfect Ultrasonic Skin Scrubber with EMS Therapy
 Model: GIO-730
 Rozměry: 130 x 70 x 17 mm
 Hmotnost: 75 g
 Napětí baterie: 3,7V
 Jmenovitý výkon: 1,5 W
 Kapacita baterie: 250 mAh
 Frekvence čepele: 26 000 vibrací / sekundu
 Doba nabíjení: cca 1–1,5 hodiny
 Doba provozu: cca 0,8 hodiny

OBSAH BALENÍ

1 × přístroj
 1x nabíjecí kabel
 1x uživatelská příručka

UPOZORNĚNÍ

- Výstražné symboly označují možné nebezpečí. Nedodržení pokynů může vést ke zranění nebo poškození majetku.
- Při bolesti, nepohodlí nebo neobvyklé reakci ihned přestaňte přístroj používat.
- Před čištěním nebo údržbou vždy přístroj vypněte a odpojte od napájení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek (např. alkohol, benzín, aceton, spreje).
- Neponořujte do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Pokud přístroj spadne nebo se poškodí, dále jej nepoužívejte.
- Přístroj nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravovat – obraťte se na prodejce.
- Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel a vhodný zdroj napájení.
- Po každém použití přístroj očistěte, aby se zabránilo usazování nečistot.
- Nepoužívejte během koupele nebo sprchy ani v blízkosti vany či umyvadel.

Nevhodné pro použití u osob:


- těhotných nebo menstruuujících, případně s hormonálně podmíněnými kožními problémy
- s alergiemi, kožními chorobami, dermatitidou nebo silným spálením od slunce
- s otevřenými ranami, ekzémem nebo otoky
- po chirurgickém zákroku
- s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením bez dozoru odpovědné osoby

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Správné čištění pleti je zásadní pro vstřebávání kosmetických přípravků. Bez důkladného čištění nemusí produkty pronikat do pokožky účinně, což může vést k matné pleti, akné, ochabování, pigmentovým skvrnám a dalším kožním problémům.

Toto zařízení využívá vysokofrekvenční ultrazvukové vibrace a iontovou technologii k hloubkovému čištění pleti a ke zvýšení vstřebávání kosmetických přípravků.

USB-C nabíjecí kabel



Iontová kontaktní plocha

Ochranný kryt proti prachu



Tlačítko napájení/ změny režimu


JAK POUŽÍVAT

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

1. Před prvním použitím nabijte přístroj 2 hodiny.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení 2 sekundy pro zapnutí/vypnutí. Krátkým stiskem přepínáte režimy.
3. Očistěte čepel měkkým hadříkem nebo vatovým tamponem.
4. Naneste na pleť čistící přípravek nebo čistou vodu.
5. Při nízkém stavu baterie přístroj dvakrát pípne a vypne se.
6. Během nabíjení kontrolky postupně blikají; po plném nabití všechny svítí.


1. Ultrazvukové čištění

- Omyjte obličej a naneste čistící gel.
- Aktivujte první režim (vibrační čištění).
- Držte přístroj a pohybujte čepelí pomalu pod úhlem 45° proti směru pórů.



2. EMS detox

- Očistěte si obličej a poté jej napařujte po dobu 5 minut (nebo přiložte teplý ručník).
- Naneste roztok na odstranění černých teček a nechte působit 10 minut.
- Stiskněte tlačítko pro aktivaci režimu pozitivních iontů.
- Pomalu pohybujte špachtlí směrem dolů, proti směru pórů.
- Používejte po dobu 10 minut, poté si obličej opláchněte a zařízení vyčistěte.




3. Vstřebávání živin

- Důkladně si opláchněte obličej vodou a poté napařujte pokožku po dobu 5 minut (nebo přiložte teplý ručník na 5 minut).
- Naneste na pleť výživnou esenci.
- Stiskněte tlačítko pro aktivaci režimu vstřebávání živin. Pomalu pohybujte špachtlí směrem zdola nahoru, ve směru pórů. V ošetření pokračujte přibližně 5 minut.
- Po ošetření si obličej opláchněte čistou vodou. Pro podporu stažení pórů a zklidnění pokožky aplikujte studenou mlhu po dobu 10 minut (nebo přiložte studený ručník).



DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ



Péče o čelist a tváře

Péče o čelo a oblast vlasové linie

Péče o nos a T-zónu

- Zaměřte se na klíčové oblasti: čelo, čelist a T-zónu (včetně nosu).
- Při iontových funkcích vždy držte boční iontovou kontaktní plochu.
- Držte čepel pod úhlem 45° a pohybujte se pomalu a jemně – nenechávejte ji stát na místě.
- Nepoužívejte na zanícenou nebo podrážděnou pokožku.
- Doporučené použití: 2–3x týdně.
- Přístroj i čepel vždy vyčistěte před i po použití.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Skladujte na suchém místě. Nevkládejte do myčky ani mikrovlnné trouby.
- Před čištěním vždy vypněte a odpojte přístroj.
- Používejte pouze měkký hadřík navlhčený studenou nebo teplou vodou.
- Nepoužívejte ostré nástroje, agresivní chemikálie ani tékavé kapaliny.
- Neoplachujte přímo pod vodou.
- Pokud přístroj nepoužíváte déle než 3 měsíce, před uložením jej plně nabijte.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možné příčiny	Řešení
Špachtle nevíbruje	Špachtle je deformovaná	Opatrně uchopte obě strany a vraťte ji do původního tvaru
	Vnitřní vodič je přerušen	Obratě se na zákaznický servis
	Při používání byl vyvíjen příliš velký tlak	Používejte jemný tlak — špachtle by se měla pokožky pouze lehce dotýkat
	Nízká úroveň nabití baterie	Před použitím nabijte alespoň 2 hodiny
Zařízení se nezapne	Baterie je poškozená v důsledku dlouhodobého nepoužívání	Obratě se na zákaznický servis
	Do zařízení se dostala voda	Obratě se na zákaznický servis
	Do tlačítka napájení se dostala vlhkost	Obratě se na zákaznický servis
Iontová funkce nefunguje	Ruka uživatele se nedotýká kontaktního proužku	Ujistěte se, že se při používání dotýkáte kontaktního proužku
	V důsledku vniknutí vody došlo k poškození vnitřní desky	Obratě se na zákaznický servis

- Scan the QR code to download the manual
- Zeskanuj kod QR, aby pobrac instrukcje
- Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
- Scannez le code QR pour télécharger le manuel
- Escanee el código QR para descargar el manual
- Digitalize o código QR para descarregar o manual
- Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
- Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
- Сканируйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
- Naskenujte QR kód a stiahnete si návod k použiti
- Naskenujte QR kód a tiahnite si príručku
- Scanează codul QR pentru a descărca manualul
- Nuskaitykite QR koda, kad atsisiųstumėte instrukciją
- Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
- Lae juhend alla, skannides QR-koodi
- A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
- لوللحدا ليوزتقل ةعيرسلا قباجتسالا زمر حسب



Distributor pro Českou republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o.,
Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz

innogIO

Vyrobeno v Číně pro společnost
INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko
www.innogio.com

@innogIO.official @innogio_com

