


GIO perfect Neck Brace


Masážní přístroj na krk



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Aby se zabránilo zranění způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si pozorně instrukce a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

PŘEHLED VÝROBKU



OBSAH BALENÍ

- Hlavní jednotka
- Nabíjecí kabel USB-C
- Uživatelská příručka

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1,5 sekundy, aby se zařízení zapnulo (zelená kontrolka signalizuje napájení).
2. Krátkým stisknutím přepínáte mezi 3 režimy (zelený, modrý, červený).
3. Dvojitým kliknutím aktivujete/deaktivujete funkci ohřevu (55 °C; ve výchozím nastavení).
4. Funkce ohřevu a vibrací mohou pracovat současně.
5. Zařízení se automaticky vypne po 15 minutách. V případě potřeby jej ručně restartujte.
6. Podržte tlačítko napájení po dobu 1,5 sekundy, aby se zařízení během používání vyplo.
7. Nabijte zařízení, pokud je baterie slabá.
8. Používejte pouze originální nabíjecí kabel.
9. Nepoužívejte zařízení během nabíjení.
10. Plné nabití trvá 3–4 hodiny (zelená kontrolka signalizuje dokončení nabíjení). Před použitím odpojte zařízení od napájení.
11. Příslušenství je určeno výhradně pro toto zařízení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení se nespustí	Nízký stav baterie	Nabít a restartovat
Zastavení během používání	Časovač vypršel nebo je slabá baterie	Nabít a restartovat

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Tento produkt obsahuje funkci ohřevu – používejte jej s opatrností, zejména pokud jste citliví na teplo.
- Baterii nabíjejte alespoň jednou za 1–2 měsíce, aby si zachovala optimální výkon.
- Používejte pouze certifikovanou nabíječku 5 V 1 A. Vyšší napětí může zařízení poškodit.
- Ujistěte se, že vstupní napětí odpovídá specifikacím produktu.
- Nepoužívejte neoriginální příslušenství nebo náhradní díly.
- Nenabíjejte zařízení během kolísání napětí.
- Nenabíjejte ani nepoužívejte produkt v koupelnách nebo vlhkém prostředí.
- Vyhňte se kontaktu s napájecím kabelem mokřýma rukama.
- Vyhňte se dlouhodobému vystavení zařízení přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- Děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi musí zařízení používat pod dohledem.
- Vestavěnou lithiovou baterii nevyhazujte do domácího odpadu. Při likvidaci postupujte podle místních předpisů na ochranu životního prostředí.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nepoužívejte, pokud:

- Se zařízením nespustí.
- Baterie se vybije v pohotovostním režimu.
- Relace skončí z důvodu vybití baterie nebo uplynutí časového limitu.

Před použitím se poraďte s lékařem, pokud:

- Podstupujete lékařské ošetření nebo se necítíte dobře.
- Trpíte akutním nebo chronickým onemocněním.
- Jste pod vlivem alkoholu.
- Jste nezletilí.

Nabíjení a likvidace baterie:

- Baterii nabíjejte alespoň jednou za 1–2 měsíce, aby si zachovala svůj výkon.
- Používejte certifikovanou nabíječku 5 V 1 A. Vyšší napětí může zařízení poškodit.
- Baterii nevyhazujte do domácího odpadu.

SPECIFIKACE

Název produktu: GIOperfect Neck Brace

Model: GIO-750

Rozměry: 180 × 210 × 90 mm

Spotřeba energie: 8 W

Nabíjecí napětí: 5 V

Nabíjecí proud: 0,5 A

Kapacita baterie: 1200 mAh

Doba nabíjení: 3–4 hodiny

- Scan the QR code to download the manual
- Zeskanuj kod QR, aby pobrac instrukcje
- Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
- Scannez le code QR pour télécharger le manuel
- Escanee el código QR para descargar el manual
- Digitalize o código QR para descarregar o manual
- Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
- Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
- Сканыте QR-код, щоб завантажити інструкцію
- Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
- Naskenujte QR kód a stiahnite si priručku
- Scanează codul QR pentru a descărca manualul
- Nускаітыкіте QR код, кад атсііўстумёте інструкцыя
- Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
- Lae juhend alla, skannides QR-koodi
- A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
- ليولدا لليونزل ذعيرسلا فباچتسالال زبر حسم



Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha
www.andys.cz

innogIO

Vyrobena v Číně pro společnost INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.

Ostrórdzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko

www.innogio.com

@innogIO.official @innogio_com